

**BA400 BIOLOGISCHE MIKROSKOPE
STANDARD KONFIGURATION**

BA400 Binokular	2.731,05 €
Binokularer Tubus, Siedentopf-Typ, 30° Einblickwinkel	0,00 €
Weitfeld-Brillenträger-Okulare WF PL 10X/22mm, fokussierbar, Strichplatten einlegbar	0,00 €
5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet	0,00 €
CCIS Plan Achromat Objektive PL4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25 Öl	0,00 €
Koaxialer Grob-/Feintrieb	0,00 €
Kreuztisch mit Objekthalter, Rechts-Hand-Bedienung	0,00 €
Achromatischer Klappkondensor N.A. 0.90, Aperturblende mit Filterhalter	0,00 €
45mm Blaufilter	0,00 €
Koehler Beleuchtung 6V/30W	0,00 €
Universal-Netzteil 100-240V, CE	0,00 €
	0,00 €
BA400 Trinokular	2.897,65 €
Trinokularer Tubus, Siedentopf-Typ, 30° Einblickwinkel, Strahlenteilung 20/80	0,00 €
Weitfeld-Brillenträger-Okulare WF PL 10X/22mm, fokussierbar, Strichplatten einlegbar	0,00 €
5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet	0,00 €
CCIS Plan Achromat Objektive PL4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25 Öl	0,00 €
Koaxialer Grob-/Feintrieb	0,00 €
Kreuztisch mit Objekthalter, Rechts-Hand-Bedienung	0,00 €
Achromatischer Klappkondensor N.A. 0.90, Aperturblende mit Filterhalter	0,00 €
45mm Blaufilter, Immersionsöl 5ml, Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzhülle	0,00 €
Koehler Beleuchtung 6V/30W, externes Lampenhaus	0,00 €
Universal-Netzteil 100-240V, CE	0,00 €